

Анти-Dgka Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, Elisa - P23743

Артикул: CM0016205



введение

Поликлональные антитела кролика против DGKA, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Распознают диацилглицеролкиназу альфа человека, мыши и крысы — ключевой фермент, конвертирующий DAG в PA. Идеальны для исследований липидного сигналинга и иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DGKA кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DAGK; DAGK1; DGK-alpha; DGKA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1606
ID гена	1606
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого DGKA (NP_001336.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23743
Молекулярный вес белка	83 кДа
Доставка	Сумка со льдом