


Кроличья Поликлональная Антитело К Dgkz (Диацилглицеринкиназе Дзета) Для ВБ И Ифа - Q13574

Артикул: CM0023429



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческую диацилглицеринкиназу дзета (DGKZ). Валидирована для ВБ и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с мышинным белком. Идеально подходит для исследований липидной сигнализации, активации Т-клеток и регуляции актина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DGKZ Rabbit pAb
Синонимы	DAGK5; DAGK6; DGK-ZETA; hDGKzeta; DGKZ
Вид	Человек
GeneID	8525
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 808-1117 человеческой DGKZ (NP_001099010.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13574
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Хладоэлемент