

Моноклональное Антитело Anti-Dglucy Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q7Z3D6

Артикул: CM0009400

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого DGLUCY (C14orf159), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Выявляет эндогенную D-глютаматциклазу в образцах человека и мыши. Идеально подходит для исследований митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb DGLUCY
Примечания/синоним	C14orf159; DGLUCY
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	80017
Идентификатор гена	80017
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 269-616 человеческого DGLUCY (NP_001095836.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q7Z3D6
Молекулярная масса	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом