

Поликлональные Антитела Кролика Против Dglucy Для Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z3D6

Артикул: CM0021918

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого DGLUCY (C14orf159), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с мышиным гомологом. Идеально подходят для изучения функции и метаболизма митохондриальной D-глутаматциклазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	DGLUCY Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	C14orf159; DGLUCY
Вид	Человек
ID гена (человек)	80017
ID гена	80017
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 269-616 человеческого DGLUCY (NP_001095836.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q7Z3D6
Молекулярная масса белка	66 кДа
Доставка	Холодильный пакет