


## Поликлональное Антитело Против Dguok Для Вб, Ифа — Q16854

Артикул: CM0026076



### введение

Кроличье поликлональное антитело к митохондриальной деоксигуанозинкиназе (DGUOK) для применения в вестерн-блоттинге и ИФА. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований синтеза митохондриальной ДНК и метаболизма нуклеозидов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | DGUOK Rabbit pAb                                                                                                                             |
| Примечания/алиасы         | dGK; NCPH; NCPH1; PEOB4; MTDPS3; DGUOK                                                                                                       |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                      |
| ID гена (человек)         | 1716                                                                                                                                         |
| ID гена                   | 1716                                                                                                                                         |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок   Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 40–277 человеческого DGUOK (NP_550438.1). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                       |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                      |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                         |
| SWISS                     | Q16854                                                                                                                                       |
| Молекулярная масса белка  | 32 кДа                                                                                                                                       |
| Доставка                  | Хладоэлемент                                                                                                                                 |