

Поликлональное Антитело К Dhfr Для Вестерн-Блоттинга (Wb) — P00374

Артикул: CM0018820



введение

Поликлональное кроличье антитело к DHFR выявляет DHFR человека и мыши в приложениях WB, IF/ICC и ELISA. Важный инструмент для исследований метаболизма фолатов и биосинтеза тимидилата.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Подробности
Название продукта	Кроличье pAb к DHFR
Примечания/синонимы	DYR, DHFR1, DHFRP1, DHFR
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1719
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 1-187 человеческого DHFR (NP_000782.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P00374
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом