

Поликлональное Антитело Кролика Против Dhodh Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O35435

Артикул: CM0029020

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на дигидрооротатдегидрогеназу (DHODH), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком, поддерживая исследования в области метаболизма пиримидинов и функции митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против DHODH (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	2810417D19Rik
Вид	Мышь
GeneID (человек)	1723
GeneID	56749
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 77-395 мышиногo DHODH (NP_064430.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O35435
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом