


Поликлональное Антитело Кролика Против Dhps Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P49366

Артикул: CM0029787



введение

Поликлональное антитело кролика против DHPS, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА на DHPS человека, мыши и крысы (41 кДа). Деоксигипузинсинтаза катализирует важную гипузиновую модификацию eIF-5A для регуляции трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против DHPS (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	DS; DHS; MIG13; NEDSSWI; DHPS
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1725
GeneID	1725
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-369 человеческого DHPS (NP_001921.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49366
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В сумке-холодильнике