

Поликлональные Антитела Против DhRs1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q96Lj7

Артикул: CM0022213



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий DHRS1 (SDR19C1) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследования метаболизма стероидов и ксенобиотиков, а также функции эндоплазматической сети.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи пАб к DHRS1
Примечания/алиасы	SDR19C1; DHRS1
Вид	Человек
Идентификатор гена	115817
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-262 человеческого DHRS1 (NP_001129522.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q96LJ7
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодильный пакет