

Антикроличья Поликлональная Антитела К DhRS11 Для Вб И Ифа — Q6Uwp2

Артикул: CM0015142



введение

Поликлональная антитела из кролика, нацеленная на человеческий DHRS11 (SDR24C1). Валидирована для вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с мышью. Полезна для исследований метаболизма стероидных гормонов и биосинтеза андрогенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DHRS11 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	ARPG836; SDR24C1; spDHRS11; DHRS11
Вид	Человек
ID гена (человек)	79154
ID гена	79154
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-260 человеческого DHRS11 (NP_077284.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q6UWP2
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом