

Поликлональные Антитела Против DhRS2 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ик, Ифа — Q13268

Артикул: CM0028581

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого DHRS2 (HEP27/SDR25C1). Подходит для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Используются в исследованиях дикарбонильной редукции, стабилизации p53 и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	DHRS2 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	HEP27; SDR25C1; DHRS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10202
GeneID	10202
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13268
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Хладоэлемент