


Моноклональное Антитело Против Dhdkd1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q96Hy7

Артикул: CM0004399



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к DHTKD1 (2-оксоадипатдегидрогеназа E1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ELISA; реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для исследований метаболических и неврологических расстройств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DHTKD1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	55526
GeneID	55526
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 32-197 человеческого DHTKD1 (NP_061176.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96HY7
Молекулярная масса белка	103 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом