


Кроличья Поликлональная Антитело Против Dhtkd1 Для Wb И Elisa - Q96Hy7

Артикул: CM0025527



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий DHTKD1 (компонент E1 2-оксадипатдегидрогеназы), валидированная для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с человеком, мышью, крысой; обнаруживает полосу размером ~103 кДа. Идеально подходит для исследований митохондриального метаболизма и катаболизма лизина/триптофана.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DHTKD1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	E1a; AAKAD; CMT2Q; AMOXAD; OADC-E1; OADH-E1; DHTKD1
Вид	Человек
GeneID (человек)	55526
GeneID	55526
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого DHTKD1 (NP_061176.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96HY7
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	Холодильный пакет