

Кроличье Поликлональное Антитело Против Dhx30 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q7L2E3

Артикул: CM0026110



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на DDX30, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает DDX30 человека, мыши и крысы. Поддерживает исследования сборки митохондриальных рибосом и нейрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к DDX30
Примечания/Алиасы	DDX30; RETCOR; NEDMIAL; DDX30
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22907
GeneID	22907
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 906-1155 человеческого DDX30 (NP_055781.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7L2E3
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	В пакете со льдом