


Поликлональные Антитела К Dhx36 Для Вб, Ип, Ифа - Q9H2U1

Артикул: CM0030296



введение

Поликлональные кроличьи антитела к DNX36, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Реагируют с DNX36 человека, мыши и крысы — хеликазой, расщепляющей G-квадруплексы, участвующей в регуляции экспрессии генов и поддержании целостности генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DNX36 Кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	G4R1; RHAU; DDX36; MLEL1; DNX36
Вид	Человек
ID гена (человек)	170506
ID гена	170506
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 1-260 DNX36 человека (NP_065916.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H2U1
Молекулярная масса белка	115 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом