

Кроличья Поликлональная Антитело К Dhx38 Для Wb, Elisa - Q92620

Артикул: CM0025191



введение

Кроличья поликлональная антитело к DHX38, валидированная для Вестерн-блота и ELISA. Реагирует с человеческим, мышинным и крысиным материалом. Нацелена на фактор сплайсинга пре-мРНК DHX38 — компонент сплайсосомы и АТФ-зависимую РНК-хеликазу.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DHX38 Кроличья pAb
Примечания/алиасы	RP84, DDX38, PRP16, PRPF16, DHX38
Вид	Человек
GeneID (человек)	9785
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1133-1227 человеческого DHX38 (NP_054722.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92620
Молекулярная масса белка	141 кДа
Доставка	Холодовая упаковка