

Поликлональное Антитело Против Dhx58 Для Вб, Иф/Ик, Ифа — Q96C10

Артикул: CM0028282



введение

Кроличье поликлональное антитело против DDX58 (LGP2), валидированное для применения в ВБ, ИФ/ИК, ИФА. Крест-реактивность с человеком, мышью, крысой. Для исследования врожденного иммунитета и противовирусной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DDX58 кроличье пАт
Примечания/Альясы	LGP2, RLR-3, D11LGP2, D11lgp2e, DDX58
Вид	Человек
GeneID (человек)	79132
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 389-678 человеческого DDX58 (NP_077024.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИК, ИФА
Крест-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96C10
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Хладоэлемент