

Антитела Кролика Против Dhx8 (Поликлональные) Для Wb, Elisa - Q14562

Артикул: CM0015839



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого DHX8, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелены на АТФ-зависимую РНК-геликазу, участвующую в сплайсинге пре-мРНК и ядерном экспорте. Перекрестная реакция с человеком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DHX8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DDX8, Dhr2, HRH1, PRP22, PRPF22, DHX8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1659
ID гена	1659
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1001-1220 человеческого DHX8 (NP_004932.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14562
Молекулярный вес белка	139кДа
Доставка	Сумка со льдом