


Поликлональные Антитела К Dhx9/Рнк-Хеликазе А Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q08211

Артикул: CM0020636



введение

Кроличьи поликлональные антитела к DHX9/РНК-хеликазе А, подходящие для методов WB, IF/ICC, IP и ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований регуляции транскрипции, процессинга мРНК и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к DHX9/РНК-хеликазе А
Примечания/Синонимы	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDH1; DHX9/РНК-хеликаза А
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1660
GeneID	1660
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q08211
Молекулярная масса белка	141 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом