

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Dhx9/Rna Helicase A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08211

Артикул: CM0012487



введение

Кроличыи моноклональные антитела против DHX9/RNA Helicase A, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Распознают человеческий, мышиный и крысиный DHX9 (141 кДа). Идеальны для исследований транскрипции, процессинга РНК и хеликаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DHX9/RNA Helicase A Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	LKP; RHA; DDX9; NDH2; NDH3; DHX9/RNA Helicase A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1660
GeneID	1660
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности внутри аминокислот 1100-1200 человеческого DHX9/RNA Helicase A (Q08211)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q08211
Молекулярный вес белка	141 кДа
Доставка	Сумка со льдом