


Поликлональное Антитело Против Diaph1 (Кролик) Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60610

Артикул: CM0022693



введение

Поликлональное антитело кролика против DIAPH1, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Нацелено на человеческий белок DIAPH1 (141 кДа), фактор нуклеации актина, участвующий в организации цитоскелета. Идеально для исследований в клеточной биологии и изучения слуха.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] DIAPH1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDia1; [KD Validated] DIAPH1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1729
GeneID	1729
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1158-1272 человеческого белка DIAPH1 (NP_005210.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60610
Молекулярная масса белка	141 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом