


Кроличыи Моноклональные Антитела К Anti-Diaph1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O60610

Артикул: CM0002907



введение

Кроличыи моноклональные антитела, специфичные к человеческому DIAPH1 (DIA1/DRF1). Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения актинового цитоскелета и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DIAPH1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	DIA1; DRF1; DFNA1; LFHL1; SCBMS; hDIA1; mDia1; DIAPH1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1729
GeneID	1729
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого DIAPH1 (O60610)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60610
Молекулярный вес белка	141 кДа
Доставка	Сумка со льдом