

## Анти-Diaph2 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O60879

Артикул: CM0017361

### введение

Кроличья поликлональная антитело к DIAPH2, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает DIAPH2 в образцах человека, мыши и крысы. Актуально для изучения оогенеза, эндосомального транспорта и регуляции актинового цитоскелета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Спецификация                                                                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | DIAPH2 кроличья пАт                                                                                                                 |
| Примечания/Псевдонимы     | DIA; POF; DIA2; DRF2; POF2; POF2A; DIAPH2                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена (Человек)         | 1730                                                                                                                                |
| ID гена                   | 1730                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого DIAPH2 (NP_009293.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                               |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | O60879                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 126 кДа                                                                                                                             |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                      |