


Поликлональное Антитело К Diaph3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nsv4

Артикул: CM0016574



введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому белку DIAPH3, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на diaphanous-related formin-3 (mDia2), участвующий в динамике актинового цитоскелета, цитокинезе и активации SRF. Подходит для исследований потери слуха.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к DIAPH3 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	AN; DIA2; DRF3; AUNA1; NSDAN; diap3; mDia2; DIAPH3
Вид	Человек
GeneID (человек)	81624
GeneID	81624
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NSV4
Молекулярная масса белка	137 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом