

Моноклональное Антитело Anti-Dicer1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UPY3

Артикул: CM0006097



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело anti-DICER1, валидированное для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA. Детектирует DICER1 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований РНК-сайленсинга и Dicer.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DICER1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-LIKE; DICER1
Вид	Человек
ID гена (человек)	23405
ID гена	23405
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UPY3
Молекулярная масса белка	219 kDa
Доставка	Ледяной пакет