

Поликлональные Антитела Против Dicer1 Для Иф/Ицх, Ифа - Q9Uру3

Артикул: CM0020129



введение

Кроличьи поликлональные антитела против DICER1 для образцов человека, валидированные для ИФ/ИЦХ и ИФА. Нацелены на эндорибонуклеазу Dicer, ключевой фермент в процессинге miRNA и siRNA.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	DICER1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DCR1; GLOW; MNG1; aviD; Dicer; HERNA; RMSE2; Dicer1e; K12H4.8-LIKE; DICER1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23405
ID гена	23405
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1100-1200 человеческого DICER1 (NP_001258211.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9URU3
Молекулярный вес белка	219кДа
Доставка	Сумка со льдом