

Кроличий Моноклональный Антитело Против Антидигоксигенина/Дигоксина Для Применений Db И Elisa

Артикул: CM0000004

введение

Кроличий моноклональный антитело, нацеленное на дигоксигенин/дигоксин. Подходит для DB и ELISA с видонезависимой реактивностью. Идеально подходит для разработки диагностических тестов (IVD) и мониторинга дигоксина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Anti-Digoxigenin/Digoxin Rabbit mAb
Иммуноген	Химические соединения Дигоксин
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Независимо от вида
Доставка	Сумка-холодильник