


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Dimethyl-Dnmt3A-K44 (O88508) Для Иф/Ицх И Ифа

Артикул: CM0000230



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против диметилированного лизина 44 мыши DNMT3A (O88508). Подходит для ИФ/ИЦХ и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с человеческими и крысиными образцами. Идеально подходит для эпигенетических исследований и исследований метилирования ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DiMethyl-DNMT3A-K44 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MmullIA; DiMethyl-DNMT3A-K44
Вид	Мышь
GeneID (человек)	13435
GeneID	13435
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Антитела к метилированным белкам
Применение	ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O88508
Молекулярный вес белка	102кДа
Доставка	Сумка со льдом