


Кроличье Моноклональное Антитело К Диметилированному Гистону H3 (Lys79) Для Исследований Хроматина И Эпигенетики (Q16695/P68431)

Артикул: CM0000354



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к диметилированному гистону H3 по лизину 79 (H3K79me2). Валидировано для ВБ, ChIP-seq, ИФ, ИФА у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для эпигенетического анализа и анализа хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ДиМетил-гистон H3-K79 кроличье моноклональное антитело
Примечания/псевдонимы	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K79
Вид	Человек
ID гена (человек)	8290/ 8350
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Метилированные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФ/МКК, ИФ-П, ИГХ-П, ДБ, ChIP, ChIP-seq, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса, другие (прогнозируется широкий спектр)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом