


## Поликлональные Антитела Против Dimt1 Для Wb, Elisa — Q9Unq2

Артикул: CM0030607



### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против DIMT1 — ключевого фермента диметилирования 18S рРНК и биогенеза рибосом. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагируют с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований нуклеолярной обработки рРНК.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | DIMT1 Rabbit pAb                                                                                                    |
| Примечания/Алиасы         | DIM1; DIMT1L; HUSSY5; HSA9761; DIMT1                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                             |
| ID гена (человек)         | 27292                                                                                                               |
| ID гена                   | 27292                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1–126 человеческого DIMT1 (NP_055288.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                             |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                |
| SWISS                     | Q9UNQ2                                                                                                              |
| Молекулярная масса белка  | 35 кДа                                                                                                              |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                   |