

Кроличья Поликлональная Антитело Против Dio3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P55073

Артикул: CM0027174

введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против человеческого DIO3 (тироксин 5-дейодиназа), подходящее для применений WB и ELISA. Идеально подходит для изучения метаболизма тиреоидных гормонов и смежных исследований - P55073.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DIO3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	D3; 5DIII; TXDI3; DIOIII; DIO3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1735
GeneID	1735
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70-170 человеческого DIO3 (NP_001353.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P55073
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Ледяной пакет