

Поликлональное Антитело К Dip2C Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q9Y2E4

Артикул: CM0022704

введение

Кроличье поликлональное антитело к DIP2C, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА, с реактивностью против человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген, соответствующий аминокислотам 100-260.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к DIP2C, кроличье
Примечания/Альтернативные названия	KIAA0934; DIP2C
Вид	Человек
GeneID (Человек)	22982
GeneID	22982
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-260 белка DIP2C человека (NP_055789.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS-PROT	Q9Y2E4
Молекулярная масса белка	171 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом