


Поликлональное Кроличье Антитело К Diras3 Для Вестерн-Блота, Ифа - O95661

Артикул: CM0031042



введение

Поликлональное кроличье антитело к DIRAS3, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Распознает человеческий DIRAS3, проявляет перекрестную реактивность с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований рака и изучения опухолевых супрессоров.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DIRAS3 кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ARHI; NOEY2; DIRAS3
Вид	Человек
ID гена (человек)	9077
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-229 человеческого DIRAS3 (NP_004666.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O95661
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	С ледяным пакетом