

Поликлональное Антитело Кролика Против Disc1 Для Wb И Elisa - Q9Nri5

Артикул: CM0028110



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого DISC1 (Q9NRI5), валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с мышами и крысами. Идеально подходит для исследований в области нейронаук и шизофрении.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DISC1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SCZD9; C1orf136; DISC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	27185
ID гена	27185
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого DISC1 (NP_001158009.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NRI5
Молекулярная масса белка	94 кДа
Доставка	Ледовый пакет