

Поликлональное Антитело Кролика Против Disp1 Для Вестерн-Блота, Ифа — Q96F81

Артикул: CM0017549



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого DISP1, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Направлено на белок dispatched homolog 1 — ключевой регулятор сигнального пути Hedgehog. Идеально подходит для исследований в области биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DISP1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	DISPA; DISP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	84976
ID гена	84976
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1325-1524 человеческого DISP1 (NP_116279.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96F81
Молекулярная масса белка	171 кДа
Доставка	Холодильный пакет