


Поликлональное Антитело Против Dj-1/Park7 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икк, Ифа - Q99497

Артикул: CM0021458



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого DJ-1/PARK7, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКК и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеально для исследований окислительного стресса, нейродегенерации и дегликазной активности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против DJ-1/PARK7
Примечания/Альтернативные названия	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11315
ID гена	11315
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-189 человеческого DJ-1/PARK7 (NP_009193.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99497
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом