


## Кроличье Моноклональное Антитело Против Dj-1/Park7 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q99497

Артикул: CM0003807



### введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против DJ-1/PARK7, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Распознает человеческий, мышиный, крысиный DJ-1/PARK7 (20 кДа) — многофункциональный белок окислительного стресса. Идеально для исследований нейродегенерации и цитопротекции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье mAb против DJ-1/PARK7                                                                                          |
| Примечания/Альтернативные названия | DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; DJ-1/PARK7                                                                                 |
| Вид                                | Человек                                                                                                                 |
| GeneID (Человек)                   | 11315                                                                                                                   |
| GeneID                             | 11315                                                                                                                   |
| Иммуноген                          | Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого DJ-1/PARK7 (Q99497) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                  |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                 |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П (ИHC-P), ИФА (ELISA)                                                                       |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                    |
| SWISS                              | Q99497                                                                                                                  |
| Молекулярная масса белка           | 20 кДа                                                                                                                  |
| Условия доставки                   | В сумке-холодильнике                                                                                                    |