

Поликлональное Антитело Anti-Dkc1 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa — 060832

Артикул: CM0022719



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DKC1 (дискерина), валидированное для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биогенеза рибосом, поддержания теломер и врождённого дискератоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	DKC1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1736
GeneID	1736
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	060832
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом