

Кроличье Моноклональное Антитело Против Dkc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O60832

Артикул: CM0008482



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против DKC1, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Детектирует DKC1 (дискерин) человека, мыши, крысы, участвующий в псевдоуридилировании, биогенезе рибосом и поддержании теломер.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DKC1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1736
ID гена	1736
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-400 белка DKC1 человека (O60832).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60832
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом