

Кроличья Поликлональная Анти-Dkc1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга - O60832

Артикул: CM0017437



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого DKC1, для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), ELISA. Подходит для исследований биогенеза рибосом и поддержания теломер. Перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Предсказанная молекулярная масса 58 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DKC1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	DKC; CBF5; DKCX; NAP57; NOLA4; XAP101; DKC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1736
GeneID	1736
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-180 человеческого DKC1 (NP_001354.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O60832
Молекулярная масса белка	58 кДа
Доставка	В пакете со льдом