

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Dkk1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - 094907

Артикул: CM0030960



введение

Это высококачественные поликлональные кроличьи антитела против DKK1, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Антитела распознают DKK1 человека, мыши и крысы, что делает их идеальным выбором для исследований сигнального пути Wnt и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела против DKK1
Примечания/синонимы	SK; DKK-1; DKK1
Вид	Человек
ID гена (человек)	22943
ID гена	22943
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 32-266 человеческого белка DKK1 (NP_036374.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	094907
Молекулярная масса белка	29 кДа
Доставка	Хладоэлемент