

## Поликлональные Антитела Против Dkk3 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubp4

Артикул: CM0019812

### введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого DKK3 (белок 3, родственный Dickkopf). Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований сигнального пути Wnt и рака.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | DKK3 кролик pAb                                                                                                                     |
| Примечания/Псевдоним      | RIG; CRRL; REIC; DKK3                                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| GeneID (Человек)          | 27122                                                                                                                               |
| GeneID                    | 27122                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-200 человеческого DKK3 (NP_056965.3). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | Q9UBP4                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 38кДа                                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                      |