

Кроличье Моноклональное Антитело Против Dkk3 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Elisa - Q9Ubp4

Артикул: CM0007689

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против DKK3, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P и ELISA. Детектирует белок DKK3 человека, мыши и крысы, который является антагонистом сигнального пути Wnt, участвующим в развитии и заболеваниях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против DKK3
Примечания/Альтернативные названия	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27122
GeneID	27122
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-200 человеческого DKK3 (NP_056965.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBP4
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом