

Кроличье Моноклональное Антитело Против Dkk3 Для Вестерн-Блоттинга/Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии/Ифа - Q9Ubp4

Артикул: CM0007811

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого DKK3 (Q9UBP4), валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований сигнального пути Wnt и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против DKK3
Примечания/Альтернативные названия	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27122
ID гена	27122
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-350 человеческого DKK3 (Q9UBP4) (NP_056965.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBP4
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом