

Поликлональное Антитело Против Dkk3 Кролика Для Вб, Иф/Икк, Ифа — Q9UBP4

Артикул: CM0022365

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого DKK3 (белок 3, связанный с Диккопф). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует перекрестно с антителами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt, процессов развития и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DKK3 кроличье пАб
Примечания/Альтернативные названия	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Вид	Человек
ID гена (человек)	27122
ID гена	27122
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22–200 человеческого DKK3 (NP_056965.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UBP4
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет