


Антитело Кролика Против Dkk4 (Dkk-4), Поликлональное, Для Wb, Elisa - Q9Ubt3

Артикул: CM0029736



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика к DKK4, валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с DKK4 человека и мыши. Идеально подходит для изучения сигнального пути Wnt, процессов развития и связанных заболеваний. Закупайте материалы для исследований с уверенностью.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DKK4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	DKK-4; DKK4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	27121
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-224 DKK4 человека (NP_055235.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UBT3
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом