


## Поликлональные Антитела Против Dlat Для Wb, If/Icc, Elisa - P10515

Артикул: CM0028785



### введение

Кроличьи поликлональные антитела против DLAT для вестерн-блоттинга (Western blot), IF/ICC и ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для исследований митохондриального метаболизма и пируватдегидрогеназного комплекса.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                           |
|---------------------------|------------------------------------|
| Название продукта         | DLAT Rabbit pAb                    |
| Примечания/Псевдоним      | E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT |
| Вид                       | Человек                            |
| GeneID (человек)          | 1737                               |
| GeneID                    | 1737                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок               |
| Источник                  | Кролик                             |
| Категория                 | Поликлональные антитела            |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                  |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса               |
| SWISS                     | P10515                             |
| Молекулярный вес белка    | 69кДа                              |
| Доставка                  | Сумка со льдом                     |