


Поликлональное Антитело К Dlat Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P10515

Артикул: CM0014455



введение

Кроличье поликлональное антитело к DLAT, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA) у человека, мыши и крысы. Направлено против дигидролипоидацетилтрансферазы (PDC-E2) с молекулярной массой 69 кДа – ключевого фермента комплекса пируватдегидрогеназы и аутоантигена при первичном билиарном циррозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLAT Rabbit pAb
Примечания/синонимы	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Вид	Человек
GeneID	1737
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 87-270 человеческого DLAT (NP_001922.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10515
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Холодильный пакет