


Кроличье Моноклональное Антитело Против Dlat Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P10515

Артикул: CM0009870



введение

Кроличье моноклональное антитело, специфичное к DLAT (PDC-E2), компоненту дигидролипоамид-ацетилтрансферазы пируватдегидрогеназного комплекса. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для исследований митохондриального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к DLAT
Примечания/Альтернативные названия	E2; PBC; DLTA; PDCE2; PDC-E2; DLAT
Вид	Человек
GeneID (человек)	1737
GeneID	1737
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 548-647 белка DLAT человека (P10515)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10515
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом