


Моноклональное Кроличье Антитело К Dlat Для Вб, Иф/Икк, Игх-П, Ифа — P10515

Артикул: CM0010793



введение

Моноклональное кроличье антитело к человеческому DLAT (дигидролипоидацетилтрансфераза) для многоцелевого применения: ВБ, ИФ/ИКК, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышими и крысами. Идеально подходит для исследований митохондриального метаболизма и ПБЦ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DLAT кроличье мкАт
Примечания/Синонимы	E2, PBC, DLTA, PDCE2, PDC-E2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1737
ID гена	1737
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 87-270 человеческого DLAT (NP_001922.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P10515
Молекулярная масса белка	69 кДа
Доставка	Аккумулятор холода